

# Catalogue Produit

Régénération

SinossGraft  
SinossGraft Perio  
SinossGraft Cone  
SinossGraft Block  
SinossInject  
SinossMem  
SinossProtect  
SinossFleece

## SinossGraft

Céramique synthétique pour comblement des défauts osseux en **Granules**

Bioactivité élevée pour accélérer le remodelage osseux, SinossGraft est un matériau de greffe osseuse innovante sûre, fiable et entièrement synthétique ayant des propriétés de résorption contrôlée améliorées et des caractéristiques de manipulation exceptionnelle. La composition homogène de 75% l'hydroxyapatite (HA) et 25% de phosphate tricalcique bêta (IS-TCP) conduit à deux phases minérales d'activité: elle prend en charge la formation d'un nouvel os vital et maintient le volume et stabilité mécanique. SinossGraft fournit une porosité allant à de 80%. **Indications : Implantologie, Parodontologie, Chirurgie buccale & CMF:** 1. Sinus lift 2. Augmentation de la crête, 3. Défauts osseux, 4. Alvéoles d'extraction, 5. Défauts de furcation, 6. Défauts intra-osseux. **Référence commande :**

Code	1710	500-1000	0,5 g	1 pièce
Code	1711	500-1000	1,0 g	1 pièce
Code	1712	500-1000	2,0 g	1 pièce

Code	1713	1000-2000	0,5 g	1 pièce
Code	1714	1000-2000	1,0 g	1 pièce
Code	1715	1000-2000	2,0 g	1 pièce

## SinossGraft Perio

Céramique synthétique pour comblement des défauts osseux en **Granules**

**Référence commande :**

Code	1716	75-125	1,0 g	1 pièce
Code	1717	125-355	1,0 g	1 pièce
Code	1718	355-500	1,0 g	1 pièce

## SinossGraft Cone

Céramique synthétique pour comblement des défauts osseux en **Cylindre**

**Référence commande :**

Code	2010	6,0 x 15 mm	1 pièce
Code	2011	7,5 x 15 mm	1 pièce

## SinossGraft Block

Céramique synthétique pour comblement des défauts osseux en **Bloc**

**Référence commande :**

Code	2110	20 x 10 x 10 mm	1 pièce
Code	2111	20 x 20 x 10 mm	1 pièce

## SinossInject

Hapatite nano-christalline sous «Putty»

SinossInject sous forme de pâte permet de maintenir le volume de régénération osseuse. Il est graduellement remplacé par de l'os mature. La grande viscosité de la pâte de SinossInject permet de remplir et de modeler les défauts osseux. **Indications : Implantologie, Parodontologie, Chirurgie buccale & FMC:** 1. Sinus lift 2. Augmentation de crête, 3. Comblement Intra-osseux, 4. Comblement alvéolaire, 5. Défauts osseux, 6. Mélange en combinaison avec d'autres matériaux. **Référence commande :**

Code	1810	1 cc	1 pièce
Code	1811	3 cc	1 pièce
Code	1812	5 cc	1 pièce

## SinossMem

Membrane de collagène native, Translucide, Elastique, Flexible

SinossMem est une membrane de collagène native d'une épaisseur de **0,1 - 0,2 mm** rugueuse, poreuse, tridimensionnelle de grande stabilité. L'effet barrière extra-longue et temps de dégradation du collagène sont parfaitement contrôlés et ce, sans réaction inflammatoire des tissus mous. **Indications: Implantologie, Parodontologie, Chirurgie buccale et CMF:** 1. Sinus lift 2. Augmentation horizontale et/ou verticale de la crête osseuse 3. GBR/GTR utilisation simultanée avec des substituts osseux 4. Défauts osseux parodontaux 5. Fenestration, déhiscence 6. Préservation de l'alvéole. **Référence commande :**

Code	1310	15 x 15 mm	1 pièce
Code	1311	23 x 23 mm	1 pièce

## SinossProtect

Membrane de Collagène - Résistance mécanique plus élevée, temps rallongé résorption

SinossProtect est un type de membrane de collagène natif d'une épaisseur de **0,25 mm** et d'une résistance mécanique élevée avec un temps d'absorption de 6 mois maximum. **Indications: Implantologie, Parodontologie, Chirurgie buccale:** 1. Sinus lift, 2. Augmentation horizontale et/ou verticale de la crête osseuse 3. GBR/GTR 5. **Parodontale: traitement récessions de la gencive;** 6. Fenestration, déhiscence. **Référence commande :**

Code	1210	15 x 20 mm	1 pièce
Code	1211	20 x 30 mm	1 pièce
Code	1212	30 x 40 mm	1 pièce

## SinossFleece

Toison de collagène natif résorbable

SinossFleece est un collagène résorbable, avec des propriétés supérieures. Il permet une absorption rapide et une biocompatibilité élevée, une manipulation facile et une excellente hémostase. SinossFleece est la solution pour le traitement des tissus mous: il favorise la cicatrisation des plaies en conjonction avec une fonction de barrière à court terme d'environ 4 semaines. SinossFleece permet le contrôle de l'hémorragie, la stabilisation des caillots sanguins et protège la plaie pour faciliter la cicatrisation. **Indications : Implantologie, parodontologie, maxillo-faciale, et en endodontie:** 1. Protéger/Réparation de la membrane Schneider avant d'insérer des greffes 2. Fermeture des sites greffés 3. Blessures orales mineures 4. Sites d'extraction 5. Lambeaux muqueux; 6. Biopsie des sites; 7. Couverture fenêtre latérale accès sinus 8. Défauts osseux parodontaux 9. stabilisation du caillot de sang dans les défauts osseux et alvéoles **Référence commande :**

Code	1410	22x27 mm	5 pièces par boîte
------	------	----------	--------------------

Sinoss Graft

Regeneration

Sinoss Graft Perio

Regeneration

Sinoss Graft Cone

Regeneration

Sinoss Graft Block

Regeneration

Sinoss Inject

Regeneration

Sinoss Mem

Regeneration

Sinoss Protect

Regeneration

Sinoss Fleece

Regeneration